

**icoone**<sup>®</sup>  
LASER • MED

Skin Experts



icoone  
LASER MED



## Robosolo

Este manípulo, renovado com um ecrã tátil de 3,5", incorpora fontes de luz LED e LASER que podem ser utilizadas em conjunto ou separadamente. Permite realizar tratamentos rápidos direcionados para áreas adiposas específicas numa grande parte do corpo.

**15.600**  
Microestimulações  
*por minuto*

## Robotwins

icoone® é o único equipamento que oferece um sistema constituído por dois manípulos de tratamento para a realização de uma estimulação simétrica, com velocidade e eficácia dupla em relação ao manípulo único.

**21.600**  
Microestimulações  
*por minuto*



**2**  
MANÍPULOS

**11**

MANÍPULOS  
*no total*



**2**  
MANÍPULOS

## Robomini twins

Os mais pequenos manípulos elétricos do mundo, agora disponíveis também na versão dupla, pensados propositadamente para serem usados em áreas pequenas ou de difícil acesso.

**14.400**  
Microestimulações  
*por minuto*

## Robomicro

Um conjunto de 6 micro-manípulos expressamente pensados para alcançar com precisão as áreas mais pequenas e sensíveis, para tratamentos mais personalizados.

ATÉ **13.200**  
Microestimulações  
*por minuto*



**6**  
MANÍPULOS

O NOVO icoone® LASER MED constitui o único equipamento no mundo que, graças à inovadora patente Roboderm®, permite tratar diferentes tipos de imperfeições da pele através da Multi Micro Estimulação Alveolar (M.M.A.S.), uma estimulação profunda e eficaz de micro-vacúolos no tecido conjuntivo, que garante resultados visíveis desde a primeira sessão.

Combinando o poder do LASER e do LED, o icoone® LASER MED permite oferecer resultados mais rápidos e direcionados, auxiliando o trabalho do médico com uma ampla gama de programas médicos e tratamentos específicos que asseguram uma perfeita mobilização dos tecidos nas camadas dérmicas subjacentes e estimulando as áreas mais pequenas da pele.



# ROBODERM®

A NOVA FORMA DE TRATAR A PELE

## APLICAÇÕES

### CICATRIZES

Inflamadas, não inflamadas, antigas, cirúrgicas ou traumáticas (por ex. cicatriz de cesariana), de acne, queloides e hipertróficas.

Efeito drenante no edema peri-cicatriz, promoção das trocas metabólicas e nutrição aos tecidos, descongestionamento dos tecidos e eliminação dos resíduos metabólicos, melhoria da qualidade e da elasticidade da pele, prevenção de efeitos secundários.

### EDEMA DE INSUFICIÊNCIA VENOSA E LINFEDEMA

Melhoria da circulação linfática e sanguínea, oxigenação dos tecidos, alívio imediato e duradouro, redução do edema e fibrose, tempos mais rápidos para a recuperação estética e funcional, redução na circunferência do membro afetado por linfedema, melhoria funcional do membro afetado por linfedema, aplicação pós-mastectomia: drenagem do membro edematoso para melhorar a sua reabilitação.

### GRAVIDEZ

**DURANTE:** Melhoria da microcirculação para aliviar a sensação de peso nas pernas e reduzir o surgimento de imperfeições (por ex. capilares, celulite, etc.).

**APÓS:** Drenagem das áreas afetadas com mobilização dos fluidos e catabólitos, recuperação da elasticidade e tonicidade da pele, drenagem com melhoria do sistema linfático e venoso, melhoria do trofismo celular.

\*icoone® pode ser usado após o terceiro mês de gravidez, evitando aplicações no abdómen.

### CELULITE

Melhoria da microcirculação para ativar as trocas metabólicas, anti-edematoso, melhoria do trofismo celular, melhoria da qualidade, da elasticidade e da coesão da pele, a ação do LASER e do LED produz um efeito intenso nas células adiposas e nos fibroblastos, propiciando melhoras no tecido celular.

## TECNOLOGIA na vanguarda para o TRATAMENTO DA PELE do ROSTO e CORPO

### CIRURGIA

icoone<sup>®</sup> é o tratamento perfeito para drenar e descongestionar o tecido para o preparar para uma intervenção cirúrgica. Por outro lado, o tratamento pós-operatório favorece a recuperação, acelerando a cicatrização da área afetada e o alívio da dor.

#### APOIO À LIPOASPIRAÇÃO

**PRÉ:** drenagem, descongestionamento dos tecidos a fim de otimizar a inserção da cânula.

**PÓS:** recuperação rápida dos tecidos e harmonização, evitando o típico efeito onda pós-lipoaspiração.

#### APOIO À INJEÇÃO

**PRÉ\*** para descongestionar os tecidos, libertar os fluidos e realizar uma boa vascularização.

**PÓS\*:** para recuperar das hematomas negras e edemas.

\*Só os médicos devem avaliar caso a caso e decidir se é possível usar o icoone<sup>®</sup> após uma injeção, com base nas substâncias utilizadas.

### FIBROMIALGIA, DORES MUSCULARES, TENDINITES

Redução da dor, melhoria da qualidade de vida e da condução motora, redução nítida da inflamação e congestionamentos, recuperação dos tecidos após a prática desportiva, drenagem dos metabólitos excretados.

### FIBROSE

Oxigenação dos tecidos com melhoria do trofismo celular que reduz fibroses causadas por traumatismo, cirurgia ou radiações no tratamento do cancro da mama, redução de eritema, dor e endurecimento da pele.

O poder do LASER e do LED permite atuar mais em profundidade nos fibroblastos, para aumentar a produção de elastina e colagénio, a fim de obter melhorias na qualidade da pele e mobilidade articular (flexibilidade e elasticidade).





## LED / LASER

RESULTADOS EXCECIONAIS

### icoone® LASER MED

O poder das microestimulações é combinado com o LASER de 915 nm e o LED de 650 nm para a regeneração dos tecidos, a melhoria das trocas metabólicas e a ativação do metabolismo celular.

#### LED de 650 nm

O comprimento de onda de 650nm penetra nos fibroblastos, acelerando a produção de fibras elásticas. Promove em simultâneo a abertura dos poros transitórios na membrana da célula adiposa, potenciando o seu esvaziamento da gordura armazenada.

#### LASER DE 915 nm

O comprimento de onda de 915nm atinge as camadas mais profundas do tecido e atua na célula adiposa, acelerando a lipólise.

## NOVIDADES:



Mais pequena e compacta



Novo design com logotipo iluminado



Microestimuladores ainda mais eficientes



Dupla robomini, para uma ação simétrica



4 Novos manípulos, para tratamentos ainda mais personalizados



Suporte ergonómico para o posicionamento dos manípulos



Novo software com interface mais intuitiva



Guia de utilização com diagramas e instruções no próprio idioma



Novos programas focus para rosto e mãos



Ecrã de 12"





**Para todos os tipos da pele,** mesmo as mais flácidas e danificadas



**Resultados garantidos** visíveis desde a primeira sessão.



**Rápida recuperação do investimento.** Maior abrangência de clientes e alta rentabilidade.



**Elevada taxa de fidelização** sessões e programas altamente personalizáveis e de máximo conforto.

**Porque escolher**  
**icoone®**



**100% Natural,** não invasivo e sem efeitos secundários.



**Aplicações diárias a partir de 20 minutos** Sessões individuais e programas intensivos.



**Fácil de usar** graças à ergonomia dos manípulos e interface intuitiva.



**Tecnologia patenteada Roboderm®** tratamento simétrico de 2 mãos para dupla eficácia e rentabilidade.

## Os cuidados com a pele melhoram a qualidade de vida

Uma investigação atenta e meticulosa revelou os segredos mais pequenos da pele.

icoone® é a tecnologia ideal para aplicações de medicina estética do corpo e rosto. Uma nova e realista visão do tecido conjuntivo, constituído por milhares de micro-vacúolos tridimensionais que atravessam todas as camadas da epiderme, formando uma estrutura caótica e fragmentada. Esta nova visão permite assim compreender mais a fundo as dificuldades e os fenómenos como o edema e a fibrose dos tecidos, a celulite e as acumulações de adiposidade.

**#SKINEXPERTS**





**Serviços Centrais**  
Parque Oriente - Rua Dom Nuno Álvares  
Pereira, Armazém B3  
2695-167 Bobadela - Portugal  
T. (351) 210 334 300  
icoone@sorisa.pt • www.sorisa.pt

**Assistência técnica e logística**  
T. (351) 210 334 322 • spv@sorisa.pt

[www.sorisa.pt](http://www.sorisa.pt)



As cores dos equipamentos são indicativas.  
A presente brochura não se destina ao mercado dos Estados Unidos.