

COMBI 400

gymna[®]

EQUIPAMENTO COMBINADO DE ELECTROTERAPIA, ULTRA-SONS E LASER (OPCIONAL)



Terapias

Electroterapia (2 canais independentes)
Terapia de ultra-sons (1 e 3 MHz)
Terapia de laser
Terapia combinada
Terapia simultânea

Interface do utilizador

Ecrã TFT totalmente a cores 10,4 polegadas (SVGA: 800 X 600 pixéis)
Ecrã táctil
2 Reguladores de intensidade independentes
Sistema Terapêutico Orientado 2 (GTS2)
Manual médico electrónico: Biblioteca anatómica
Ecrãs informativos e de ajuda
Teclas de atalho para terapias
Protocolos: objectivos, lista de indicações, selecção por zona do corpo
Colocação de eléctrodos por meio de fotografias a 3D
Diagnóstico (Curva I/T, Reobase, Cronaxia)
Lista de contra-indicações
Memória: 500 posições livres: favoritos/programas próprios

Electroterapia

Correntes contínuas

Corrente contínua, Corrente rectangular, Corrente 2-5 (Ultra Excitação), Corrente triangular, Corrente rectangular MF, Corrente rectangular MF de iontoforese, Corrente contínua de iontoforese

Correntes diadinâmicas

MF, RS, DF, CP, LP

Correntes de TENS

TENS convencional, TENS de baixa frequência, TENS Burst, TENS breve intensa, TENS de frequência aleatória

Correntes NMES

Sobretensão rectangular, Corrente de sobretensão triangular, Sobretensão bifásica, Sobretensão do intervalo do impulso interno, Estimulação russa, Sobretensão bipolar MF, Campo de vector isoplanar

Correntes interferenciais

Frequência média bipolar, Campo de vector isoplanar, Campo de vector dipolar

Microcorrente

Microcorrente, Sobretensão de microcorrente

Alta Voltagem (HVPC)

Alta Voltagem, Sobretensão de Alta Voltagem

Programas de diagnóstico

Reobase e Cronaxia, Reobase e AQ, Curva S-D rectangular, Curva S-D triangular, Curva S-D rectangular + triangular, Áreas dolorosas, Diagnóstico de fractura de esforço

Programas de iontoforese

Programas de fonoforese

Voltagem/Corrente Constante

Distribuidor Exclusivo

Sede/Serviços Centrais/Centro Assistência Técnica e Logística

Rua José Fonseca Carvalho, Lote 3 – 2685-869 Prior Velho – Tel.:21 033 43 00 – Fax:21 033 43 99 – geral@sorisa.pt – www.sorisa.pt

Delegações em Lisboa, Porto, Coimbra, Faro e Funchal

SORISA[®]
ESTÉTICA E FISIOTERAPIA, S.A.

Terapia de ultra-sons

Cabeça de tratamento híbrida 4cm² (1 e 3MHz, multifrequência)
 Cabeça de tratamento híbrida 1cm² (1 e 3MHz, multifrequência) (opcional)

Terapia de laser


Monosonda: capacidade média máx.: 70,5mW (opcional)
 Sonda cluster: capacidade média máx.: 4 x 13,5mW (opcional)

Terapia combinada

Ultra-sons + TENS convencional
 Ultra-sons + TENS breve intensa
 Ultra-sons + TENS baixa frequência
 Ultra-sons + TENS Burst
 Ultra-sons + TENS frequência aleatória
 Ultra-sons + média frequência bipolar

Terapia simultânea

Electroterapia (bipolar e tetrapolar) + Laser
 Electroterapia (bipolar e tetrapolar) + Ultra-sons
 Laser e Ultra-sons
 Electroterapia (bipolar) + Electroterapia (bipolar)



Acessórios standard

Cabo eléctrico
 Manual “Começo rápido” gymna 400
 CD-ROM com manuais de instruções Gymna em diversos idiomas
 Instruções de segurança
 Caneta para ecrã táctil Gymna
 Cabo de eléctrodo – núcleo duplo mini 2mm (2x)
 Faixa de fixação elástica 5x60cm (4x)
 Eléctrodos de borracha 6x8cm, 2mm (2x)
 Almofada esponjosa para colocação de eléctrodos 6x8cm (4x)
 Ficha teste F/F, 2mm
 Escala EVA
 Cabeça de ultra-sons 1&3MHz 4cm², 404 (400)
 Gel de contacto 500ml GymnaUniphy

Acessórios opcionais

Faixa de fixação elástica 5x30cm
 Faixa de fixação elástica 5x120cm
 Eléctrodos de borracha 4x6cm, 2mm (2x)
 Eléctrodos de borracha 8x12cm, 2mm (2x)
 Almofada esponjosa para colocação de eléctrodos 4x6cm (4x)
 Almofada esponjosa para colocação de eléctrodos 8x12cm (4x)
 Eléctrodos adesivos 2.5x5cm (4x)
 Eléctrodos adesivos 5x5cm (4x)
 Eléctrodos adesivos 5x10cm (4x)
 Eléctrodos adesivos circulares 3cm (4x)
 Caneta eléctrodo com esponja
 Almofadas esponjosas para caneta eléctrodo (10x)
 Sonda de estimulação rectal
 Novatys (sonda vaginal)
 V2B+ (sonda vaginal)
 Optima 3 (sonda vaginal)
 Perisize 4+ (sonda vaginal)
 Analia (sonda anal)
 Analys + (sonda anal)
 Cabo adaptador 2mm fêmea / 4mm macho
 Cabeça de ultra-sons 1&3MHz 1cm², 401
 Gel de contacto 5lt GymnaUniphy
 Bomba para bidão de 5lt, GymnaUniphy
 Mono 400, sonda individual de laser
 Quad 400, sonda cluster de laser
 Óculos de protecção para laser
 Bloqueio remoto
 Mobil 700, carro rodado, 2 prateleiras, 1 gaveta
 Prateleira + gaveta extra para Mobil 700
 Suporte para garrafa para Mobil 700