

kinetec® CPMs Centura Lite

kinetec®



Equipamento anatómico de movimento contínuo passivo para ombro

Este equipamento é a escolha ideal para reabilitação do ombro para ambientes hospitalares e domésticos.

- Proporciona uma extensão de movimento passiva pós-operatória
- Previne a rigidez das articulações, edemas, contraturas dos tecidos moles e atrofia muscular
- A instalação para o utilizador é anatómica, confortável e rápida graças a um sistema de instalação codificado por cores
- O controlo manual programável permite a pré-programação de 16 protocolos diferentes
- Fácil mudança entre o lado esquerdo e direito
- A cadeira dobra-se para uma fácil instalação e transporte

Indicações

- Reparação do manguito rotativo
- Capsulotomia
- Substituições totais do ombro
- Acromioplastia
- Capsulite aderente
- Queimaduras
- Fraturas e entorses que exijam cirurgia reconstrutiva da clavícula, omoplata, articulação acrómio-clavicular e glenoumeral



Exclusivo: Movimento passivo de abdução/adução horizontal

Características

Movimento anatómico

Movimento do plano da omoplata

Abdução/Adução horizontal

Componentes codificados por cor

Funções com rápido ajuste

Pega e rodas para transporte

Movimento sincronizado controlado

Controlo manual com acesso limitado

Interruptor para bloqueio

Função de modo de programas

Medidor de horas integrado

Modo de instalação manual

Velocidade ajustável

Força ajustável

Pausa programável

Benefícios

Aumenta a cooperação do utilizador e reduz o esforço nas articulações

Proporciona um maior conforto ao utilizador durante a abdução

Modo passivo único para abordar este movimento funcional crítico

Permite a rápida montagem/desmontagem e a mudança entre o lado esquerdo/direito

Permite uma instalação fácil e rápida para o utilizador

Reduz potenciais lesões para o terapeuta

Garante a segurança do utilizador

Se necessário, permite ao utilizador mudar apenas os limites de extensão de movimento

Previne a mudança accidental do programa e potenciais lesões para o utilizador

Capacidade para pré-programar 16 protocolos

Controla discretamente a cooperação do utilizador

Flexibilidade para instalar conforme a tolerância do utilizador

5 Velocidades disponíveis para opções de terapia precisas

Função de segurança fácil de instalar: o equipamento retrocede quando é exercida força excessiva na articulação

Aumenta a eficiência da terapia ao prolongar o alongamento ao grupo muscular

**Adução –
Abdução**
20° -160°




**Rotação
interna -
externa**
60° -90°



**Abdução e
Rotação
Sincronizadas**

Abdução, 160°
Adução, 20°
Rotação externa, 90°
Rotação interna, 30°



**Extensão –
Flexão**
20° -180°



Características técnicas

Características do equipamento

Dimensões (instalado)	70x70x90cm
Limite de altura do utilizador	1 – 2 Metros
Velocidade	5 Velocidades, entre 30° e 120°/minuto
Peso	23kg

Extensão de movimento passivo

Flexão 180°	Extensão 20°
Abdução 160°	Adução 20°
Rotação externa 90°	Rotação interna 60°
Abdução horizontal	-30° a 110°

Abdução e rotação sincronizadas

Abdução 160°	Adução 20°
Rotação externa 90°	Rotação interna 30°



Acessórios opcionais

- Equipamento de movimento contínuo passivo para ombro (inclui kit com pads para doente) (ref.4621033003)
- Mala de transporte (ref.4640002355)
- Apoio de cabeça com estabilizador do ombro (ref.4670024551)
- Módulo para cotovelo (CEM) (ref.4621007002)
- Módulo de abdução horizontal (ref.4670020020)

DISTRIBUIDOR:

Sorisa S.A. – Rua José Fonseca Carvalho, nº9 – 2685-869 Prior Velho – geral@sorisa.t – www.sorisa.pt